



## Allgemeine Information

6 November 2020

CB Healthcare Consulting GmbH bestätigt hiermit, daß unbenutzte Mulltupfer direkt nach Entnahme aus der schon geöffneten Originalpackung vor Ort mittels feuchter Hitze/Dampf (121 – 122 °C / 28- 35 min / 115 kPa) sterilisiert werden können.

REF	Description
952330	Kent gauze balls sterile, pea size
952331	Kent gauze balls sterile, hazelnut size
952332	Kent gauze balls sterile, walnut size
952333	Kent gauze balls sterile, plum size

Die Sterilisation unterliegt der korrekten Validierung der Sterilisationsart und der verwendeten Parameter.

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.