



Erklärung zur Aufbewahrung von Sterilisationsgütern

Diese Erklärung dient der Aufbewahrungsdauer für Produkte, die in Kent-Sterilisationsbeuteln (selbstklebend) oder in Kent-Sterifolien (Schlauch), sowie auch die Kent-Indikatorentapes per Dampf- Gassterilisation, im Autoklaven oder Chemieklaven, sterilisiert wurden.

Kent Dental Products bestätigt hiermit, daß die Sterilität der Güter für einen maximalen Zeitraum von 180 Tagen nach Sterilisation, garantiert wird, sofern die Sterilisation ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Diese Garantie basiert auf den Ergebnissen einer fallbezogenen Studie. 180 Tage nach Sterilisation konnten 95.5% unkontaminierte Produkte nachgewiesen werden.

Diese Tests wurden mit handgemachten Sterilisationbeuteln durchgeführt. Es wurde eine abwärts gerichtete Zirkulation simuliert. Es kann keine Gewährleistung bei fehlerhafter Nutzung übernommen werden. Diese Information basiert auf dem neuesten Wissensstand und bezieht sich nur auf den Gebrauch von Kent-Sterilisationsbeuteln und Kent-Sterilisationsfolien (Schlauch).

Die Produkte sollten an einem kühlen und trockenen Platz gelagert werden und dürfen nicht beschädigt oder geöffnet worden sein.

Bitte beachten Sie, dass der Indikationsstreifen nach Sterilisation die Farbe geändert haben muss.

Für Kent-Sterifolien-Schlauch empfiehlt sich die Versiegelungstemperatur von 180-200°C.

Unsere Produkte entsprechen der EN 868/5-Norm.

Kent Dental

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Anja Merten", is written over the printed name.

Anja Merten

Sales & Marketing Manager - Corporate Brand Development

Date: 14.02.2012

Kent Express Ltd. • Kent ME8 OSB U.K.
Distributed in Germany/Auch Vertrieb durch:
Nordenta Handelsgesellschaft mbH
D-22041 Hamburg