# Betriebsanweisung nach § 14 Gefahrstoffverordnung

Arbeitsbereich: Tätigkeit:

#### Gefahrstoffbezeichnung

## mikrozid® sensitive liquid

#### Risikohinweise für Mensch und Umwelt

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. -

Signalwort: Achtung

WGK 1: schwach wassergefährdend

## Schutzmaßnahmen und Anweisungen



Freisetzung in die Umwelt vermeiden., Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.



Handschutz Spritzschutz: Einmalhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Dermatril (Schichtdicke: 0,11 mm)

der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen. Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 480 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der

Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN Augenschutz

166

#### Verhalten im Gefahrfall

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

1. Maßnahme: Alarmierung Löschpulver Schaum Wassersprühstrahl Kohlendioxid (CO2)

Geeignete Lösch-

mittel

Reinigung/ Auf-

nahme

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Säge-

mehl).



### **Erste Hilfe**

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen Augenkontakt

und Arzt konsultieren.

Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei anhaltenden Beschwer-Hautkontakt

den einen Arzt aufsuchen.

Einatmen Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich

einen Arzt konsultieren.



Tel:

Ersthelfer:

#### Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.: EAK 070601

Abfallbeauftragter:



Tel:

Z11657\_02 Version 04.00