



**DE Healthcare Products**  
D E D I C A T E D T O E X C E L L E N C E

**15.07.2013**

### **Kurzbeschreibung**

Artikel in den Beutel / Folie legen.

Den Schutzstreifen vom Klebeband entfernen. Die Papierklappe an der Faltnie umfalten und von der Mitte nach außen hin fest andrücken. Bzw. Beutel verschweißen. Die unteren Indikatoren wechseln nach der Sterilisation mit Ethylenoxid ihre Farbe.

### **Erklärung zur Aufbewahrung von Sterilisationsgütern**

Diese Erklärung dient der Aufbewahrungsdauer für Produkte, die in DE-Sterilisationsbeuteln (selbstklebend) oder in DE-Sterifolien (Schlauch), per Dampf- Gassterilisation, im Autoklaven oder Chemieklassen, sterilisiert wurden.

DE Healthcare Ltd bestätigt hiermit, daß die Sterilität der Güter für einen maximalen Zeitraum von 180 Tagen nach Sterilisation, garantiert wird, sofern die Sterilisation ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Diese Garantie basiert auf den Ergebnissen einer fallbezogenen Studie. 180 Tage nach Sterilisation konnten 95.5% unkontaminierte Produkte nachgewiesen werden.

Diese Tests wurden mit handgemachten Sterilisationsbeuteln durchgeführt. Es wurde eine abwärts gerichtete Zirkulation simuliert. Es kann keine Gewährleistung bei fehlerhafter Nutzung übernommen werden. Die Information basiert auf dem neuesten Wissensstand und bezieht sich nur auf den Gebrauch von DE-Sterilisationsbeuteln und DE-Sterifolien (Schlauch).

Die Produkte sollten an einem kühlen und trockenen Platz gelagert werden und dürfen nicht beschädigt oder geöffnet worden sein.

Bitte beachten Sie, dass der Indikationsstreifen nach Sterilisation die Farbe geändert haben muss.

Unsere Produkte entsprechen der EN 868/5-Norm.

Das DE-Indikatorband Autoclav entspricht der EN 867-1- und 2-Norm.

Für DE-Sterifolien-Schlauch empfiehlt sich die Versiegelungstemperatur von 180-200°C.

**DE Healthcare Ltd**  
**Unit 9, Kingsthorpe Business Centre,**  
**Studland Road, Kingsthorpe,**  
**Northampton NN2 6NE**

Distributed by/Distribuido por/Distribué par/Vertrieb durch/Distribuito da:  
And in the USA/Y en EEUU/Et aux Etats-Unis/Und in USA/E in USA:

**Denver, PA 17517 USA**

Dr. Gerard Metselaar  
VP Sales & Marketing