

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 11.07.2013

Druckdatum: 11.07.2013

Seite 1/3

n.a. = nicht anwendbar, n.b. = nicht bekannt

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**Angaben zum Produkt:**Handelsname: **CanalPro EDTA****Hersteller/Lieferant:**

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstrasse 30

D-89129 Langenau

Deutschland

Tel.: ++49 (0)7345 805 0

FAX: ++49 (0)7345 805 201

Notrufnummer (24h): Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg
++49 761/19240**2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen****Chemische Charakterisierung:** EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)-Lösung**Gefährliche Bestandteile:** —**3. Mögliche Gefahren**

Akute und chronische Gesundheitsgefahren: Reizung von Augen und Haut. Aufnahme kann Erbrechen, Durchfall, Hämolyse und Leberschädigung verursachen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**Allgemeine Angaben:****Bei Einatmen:** Person an die frische Luft bringen, ggf. ärztlichen Rat einholen**Bei Hautkontakt:** 15 Minuten lang mit Wasser und Seife auswaschen und ärztlichen Rat einholen**Bei Augenkontakt:** Unverzüglich 15 Minuten lang mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen**Bei Verschlucken:** Wenn die Person bei Bewusstsein und wach ist, ihr 2-4 Gläser Milch oder Wasser zu trinken geben. Ärztlichen Rat einholen

Ausgabedatum: 11.07.2013	Druckdatum: 11.07.2013	Seite 2/2
Handelsname: CanalPro EDTA		
Hersteller/Lieferant: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, Raiffeisenstrasse 30, 89129 Langenau		

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel: Wassersprühstrahl, Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid, Sand

Ungeeignete Löschmittel:

Schutzausrüstung:

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Umweltschutzmaßnahmen:

Örtlich geltende Vorschriften beachten

Verfahren zur Reinigung:

Mit einem Tuch abwischen

Kontaminierte Oberflächen mit Wasser und Seife waschen

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Gebrauchsanweisung beachten. Das Produkt darf nur an Zahnärzte geliefert und von Zahnärzten angewendet werden. Nur für den zahnärztlichen Gebrauch.

Lagerung: Bei Raumtemperatur lagern, keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Behälter geschlossen halten und von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Allgemein: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Handschuhe tragen.

Eine Schutzbrille bietet vollständigen Schutz.

Zum Schutz der Kleidung einen Laborkittel tragen.

Vor Gebrauch ist die Gebrauchstauglichkeit dieses Produkts zu prüfen.

Ausgabedatum: 11.07.2013

Druckdatum: 11.07.2013

Seite 3/3

Handelsname: CanalPro EDTA

Hersteller/Lieferant: Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, Raiffeisenstrasse 30,
89129 Langenau**9. Physikalische und chemische Eigenschaften****Aussehen**

Form: viskose Flüssigkeit Farbe: farblos Geruch: -

Angaben zur Änderung der physikalischen Beschaffenheit:

Siedepunkt/Siedebereich (°C)	-	
Flammpunkt (°C)	-	
pH	n.a.	
Zündtemperatur (°C)	-	
Explosionsgefahr	n.a.	
Explosionsgrenzen (Vol%), UEG	-	OEG -
Sonstige Angaben	~1,1 g/ml	
Relative Dichte	-	
Löslichkeit	wasserlöslich	
Dampfdruck	-	
Viskosität	n.b.	

10. Stabilität und Reaktivität

Wenn das Produkt nach den Angaben des Herstellers gelagert und benutzt wird, ist nicht mit gefährlichen Reaktionen zu rechnen. Übermäßige Hitze vermeiden.

11. Angaben zur Toxikologie

n.b.

12. Angaben zur Ökologie

—

13. Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung muss in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Bestimmungen erfolgen

14. Angaben zum Transport

ADR/RID-GGVS/GGVE

IMDG/GGVSea

ICAO-TI; IATA-DGR

—

—

—

15. Vorschriften

Medizinprodukt gemäß 93/42/EWG

16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Anwender des Produkts sollten sich jedoch vergewissern, dass die enthaltenen Informationen für ihre spezifischen Anwendungsbedingungen ausreichend und zutreffend sind.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letzten gültigen Sicherheitsdatenblatt des Zulieferers entnommen.)